AMBIT

BÁSCULA GRASA CORPORAL

23019040



23019040

BÁSCULA GRASA CORPORAL

BODY FAT/HYDRATION MONITOR SCALE



Índice / Índex / Contents

Instrucciones De Uso / User-Friendly Tips	4	14
Características / Features/Specifications	4	14
Reemplazo De Pilas / To Replace Battery And Charge	5	15
Cambiar La Unidad De Peso / Weight Unit Setting	5	15
Control Principal / Key Illustration	5	15
Iconos En El Lcd / Lcd Icons Indication	5	15
Indicaciones De Advertencia / Warning Indications	6	16
Modos De Pesaje / Weighing Mode	6	16
Medición De Grasa / Measuring Mode	7	17
Reconocimiento Automático Del Usuario / Auto User Recognition	9	19
Recuperar Registro / To Recall Test Record	10	20
Información Acerca De La Grasa Corporal / About Fat	11	21
Acerca Del Metabolismo Basal / About Basal Metabolism	12	22
Recomendaciones Y Precaución / Advise For Use & Care	12	22
Medio Ambiente / Environment	12	22
Declaración De Conformidad / Declaration Of Conformity	12	22
Garantía / Garantía / Guarantee	13	23

Estimado cliente,

Gracias por comprar nuestra báscula de medición de grasa corporal.

Este producto ha sido especialmente diseñado para medir la grasa coporal/agua/músculo/hueso, ayudándole a controlar los cambios diarios de su cuerpo, proporcionándole información de referencia. Basándose en el análisis de su altura, peso, edad, etc., le indicará sus necesidades energéticas diarias, ayudándole a controlar su peso. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar nuestro producto. Las mediciones son orientativas y no constituyen diagnóstico médico de ningún tipo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Durante la medición

   A. El dispositivo está diseñado para encenderse automáticamente al colocarse sobre la báscula. Por favor, ignore la primera lectura y tome como válido a partir del segundo pesaje.

   B. Quítese los zapatos y los calcetines, y límpiese los pies antes de utilizar el dispositivo.

   C. Es aconsejable realizar la medición a la misma hora del día.

   D. El resultado de las mediciones podría ser engañoso después de un ejercicio intenso, una dieta excesiva o en condiciones de deshidratación extrema.

   E. Utilice la báscula sobre una superficie dura y plana. Cuando esté realizando un pesaje, manténgase lo más quieto posible.

   F. Los datos de las siguientes personas pueden mostrar desviación en las medidas:

   • Niños menores de 10 años y adultos mayores de 100 años (sólo pueden utilizar el dispositivo en modo de pesaje normal)

   • Adultos de más de 70 años o niños de 17 años o menos.

   • Atletas profesionales o fisioculturistas.

   G. Personas con las siguientes condiciones no deben utilizar el dispositivo: Mujeres embarazadas

   • Síntomas de edema.

   • Tratamiento de diálisis.

   • Usuarios de marcapasos o con cualquier otro implante médico.

2. Advertencia de seguridad

   A. El %Grasa - %Agua evaluado por la báscula es sólo de referencia (sin fines médicos). Si su porcentaje de Grasa o Agua sale de los valores normales, por favor, consulte con un especialista

   B. Manténgase alejado de campos electromagnéticos cuando utilice la báscula.

   C. No pise nunca el borde de la báscula. Además, podría resbalar si la superficie está mojada. Mantenga el equilibrio durante el pesaje

CARACTERÍSTICAS

1. Sensor de galgas extensométricas de alta precisión.
2. Modo de Pesaje automático por pasos y de pesajes adicionales consecutivos.
3. Memoria integrada para 12 usuarios diferentes.
4. Reconocimiento automático de usuario.
5. Multifunción: comprueba el % corporal de grasa, agua, músculo, hueso, IMC (índice de masa corporal) y sugerencia de ingesta calórica.
6. Indicación de batería baja y sobrecarga.
7. Rango de porcentaje de grasa corporal admitido: 4%~75%, con divisiones del 0.1%

REEMPLAZO DE PILAS




1. Pilas de 1.5V (AAA) (no incluidas)


   Abra la tapa del compartimento de las pilas, colocando las nuevas pilas respetando la polaridad correcta.

2. Pila de botón CR2032 (incluida). Retire el plástico aislante antes del primer uso. Abra la tapa y retire la pila con ayuda de un objeto puntiagudo. Recuerde cuál es la polaridad correcta.

   (Según modelo)



CAMBIAR LA UNIDAD DE PESO




Encienda la báscula y pulse el botón UNIT en la parte posterior de la báscula para cambiar de unidad de medida

(Según el modelo esta opción puede no estar disponible)

CONTROL PRINCIPAL

SET (ON/ SET):	Enciende la báscula y pasa al siguiente parámetro. (Consulte Ajustes de Parámetros Personales)
▲	Cada pulsación avanza el valor un intervalo. La pulsación continua acelera el avance del valor
▼	Cada pulsación disminuye el valor un intervalo. La pulsación continua acelera la disminución del valor

ICONOS EN EL LCD




% grasa	% hueso	% músculo
· flaco	· delgado	¡ normal
i+ robusto	i++ sobrepeso	

INDICACIONES DE ADVERTENCIA

Lo	Batería Baja La pila se está agotando. Sustitúyala por una nueva
Err	Sobrecarga El pesaje excede la capacidad máxima de la báscula. Bájese para evitar daños.
ErrL	Porcentaje de Grasa bajo El porcentaje de Grasa es demasiado bajo. Por favor, siga una dieta nutritiva y cuídese.
Errh	Porcentaje de Grasa alto El porcentaje de Grasa es demasiado alto. Vigile su dieta y haga ejercicio.
E	Error. Vuelva a realizar la prueba Existe un error. Repita la medición para obtener un resultado correcto.

MODOS DE PESAJE

PESAJE AUTOMÁTICO AL PISAR



Coloque una pila y coloque la báscula en una superficie plana.


Visualuce su peso

Los dígitos parpadean y se quedan fijos.

PESAJE COMPLEMENTARIO CONSECUTIVO

Una vez que los dígitos se queden fijos, se pueden realizar pesajes adicionales. Asegúrese de que cada pesaje adicional supere los 2kg para poder obtener una lectura exitosa.

Ejemplo: Si desea pesar a su bebé, pésese usted primero y, a continuación, sin bajarse de la báscula, sujete a su bebe y espere una nueva lectura del peso total. Si resta la primera lectura a esta segunda lectura (peso total), obtendrá el peso de su bebé por diferencia



Los dígitos parpadean y se quedan fijos.

Visualice el peso total

MEDICIÓN DE GRASA/AGUA/MÚSCULO/HUESO Y METABOLISMO BASAL

AJUSTE DE PARÁMETROS PERSONALES

1. Al encender tras instalar nuevas pilas, los parámetros predeterminados se configuran de la siguiente manera


Memoria	Sexo	Altura	Edad
1	Mujer	165 cm	25

2. Rango de valores de cada parámetro

Memoria	Sexo	Altura	Edad
1 ~ 12	H/M	100 ~250 cm	10 ~ 100

3. Ajuste de parámetros

   Ejemplo: El 3er usuario, mujer con altura de 168cm y 28 años, podría configurar sus parámetros de la siguiente manera




AVISO:

- Durante la configuración de parámetros, si permanece inactivo por 6 segundo, los parámetros se guardarán y la pantalla LCD mostrará un "0", indicando que se inciará la medición de grasa corporal.
- Si la pantalla LCD muestra "0" durante la configuración de parámetros, pulse SET (ON/SET) durante 3 segundos para volver al modo de configuración de código de usuario, sexo, altura y edad.

PARA INICIAR LA MEDICIÓN

(Asegúrese de que sus pies están en contacto con los electrodos metálicos de la báscula, o de lo contrario no se podrá medir la grasa corporal)

Para garantizar la precisión, quítese los zapatos y calcetines antes de subirse a la plataforma. Ejemplo de medición: *3er usuario, mujer, 160cm, 28 años*




RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL USUARIO

Cuando el dispositivo esté apagado o en espera, pise sobre la báscula para obtener un pesaje.

La pantalla LCD mostrará la lectura en un segundo.

Si la báscula encuentra un peso similar (±2kg), la pantalla LCD parpadeará y mostrará el código del usuario, indicando que ha reconocido automáticamente al usuario.


A continuación, la báscula pasará a medir el resto de información (grasa corporal, agua, etc.)



Recuerde:

1. Aunque la báscula reconozco al usuario y los dígitos en pantalla se queden fijos, la báscula no mostrará valores de medición de grasa si el usuario no está en contacto con los electrodos metálicos. La báscula mostrará el sexo del usuario reconocido y el valor del pesaje, hasta que se apague automáticamente.
2. Si la báscula encuentra dos o más valores de pesaje similares, elegirá el usuario con el valor más cecano. Si la báscula encuentra dos valores de pesaje iguales, mostrará el del usuario con el código más pequeño.

RECUPERAR REGISTRO



INFORMACIÓN ACERCA DE LA GRASA CORPORAL

1. Porcentaje de Grasa

   • %Grasa es un índice de contenido de grasa en el cuerpo humano.

   • Un excesivo nivel de grasa en el cuerpo humano afecta negativamente al metabolismo, además de estar vinculado a riesgos para la salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y otros.

2. Principios de funcionamiento

   • A medida que una señal eléctrica recorre el cuerpo, la impedancia permite obtener información sobre la composición corporal, ya que la grasa ofrece mayor resistencia al paso de la corriente que el músculo u otros tejidos.

   • Analizando la impedancia mediante el uso de frecuencias seguras y de bajo voltaje aplicadas al cuerpo humano, es posible estimar el porcentaje de grasa del usuario.

3. Tabla de evaluación del contenido Grasa/Agua

   • Después del pesaje, puede utilizar la siguiente tabla de evaluación como referencia

% GRASA						
Sexo	Edad	Flaco	Delgado	Normal	Robusto	Sobrepeso
Hombre	10-17	< 6%	< 9%	< 26%	< 30%	≥30%
	18-39	< 6%	< 11%	< 22%	< 27%	≥27%
	40-59	< 7%	< 12%	< 23%	< 28%	≥28%
	≥60	< 9%	< 14%	< 25%	< 30%	≥30%
Mujer	10-17	< 10%	< 20%	< 37%	< 41%	≥41%
	18-39	< 11%	< 21%	< 35%	< 40%	≥40%
	40-59	< 12%	< 22%	< 36%	< 41%	≥41%
	≥60	< 14%	< 24%	< 37%	< 42%	≥42%

Sexo	% AGUA		
	Bajo	Normal	Alto
Hombre	< 50%	50~65%	> 65%
Mujer	< 45%	45~60%	> 60%

   • La tabla de evaluación anterior es sólo una referencia. Tenga en cuenta que las mediciones de grasa corporal en niños menores de 17 años o en adultos de más de 70 años deben ser utilizadas únicamente como referencia para observar y analizar tendencias. En ningún caso deben sustituir la visita de un médico profesional.

ACERCA DEL METABOLISMO BASAL

- El metabolismo basal (MB) es la energía mínima que necesitan los órganos del cuerpo para mantener sus funciones vitales. Se mide cuando la persona está despierta, tranquila, y no se ve afectada por la actividad muscular, temperatura ambiental, alimentación, estrés mental, etc.
- En el tejido corporal, el músculo representa alrededor del 40% del cuerpo, afectando al MB. En otras palabras, el MB está determinado por la cantidad de músculo. A igual peso, las personas con menos grasa y más músculo tienen un mayor MB y consumen más energía. Por lo tanto, el ejercicio muscular es la mejor manera de mejorar el MB y mantenerse delgado. El ejercicio diario ayuda a mejorar la masa corporal

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIÓN

1. La superficie puede resbalar cuando está mojada. Manténgala seca.
2. No se mueva durante el pesaje.
3. No golpee ni deje caer la báscula.
4. Trate la báscula con cuidado, ya que es un instrumento de precisión.
5. Limpie con un paño húmedo y evite que entre agua en su interior. No utilice productos de limpieza químicos o abrasivos.
6. Mantenga la báscula en un lugar fresco y seco.
7. Guarde la báscula en posición horizontal.
8. Si la báscula no enciende, compruebe si la pila está instalada o si tiene poca carga. Inserte o sustituya la pila.
9. Si se produce un error en la pantalla o la báscula no se apaga, extraiga la pila durante unos 3 segundos y vuelva a instalarla. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con su distribuidor.
10. No la utilice con fines industriales o comerciales.
11. No abra la báscula ni manipule los componentes internos.
12. Este producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos, para evitar daños al medio ambiente y a la salud. Deposítelo en un punto autorizado de recogida de aparatos electrónicos.

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los electrodomésticos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para su eliminación al menos de forma gratuita

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con toda la normativa aplicable en materia de seguridad, compatibilidad electromagnética y restricciones de sustancias peligrosas, de acuerdo con las siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilidad Electromagnética
- Directiva 2014/35/EC sobre material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo relativo a la lista de sustancias restringidas
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- Directiva 2006/42/EC de Máquinas y con marcado CE

Para obtener la declaración específica de este producto, por favor, solicítala en el establecimiento donde adquiriste el equipo.

GARANTÍA

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto AMBIT contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o tiquete de compra).

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el tique de caja o factura de compra como justificante de garantía

Ejecución de la garantía

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

Dear Customer,

Welcome to use our Body Fat/Hydration Monitor Scale.

This product is specially designed to test body fat/hydration/muscle/bone, help keep a close eye on the daily change of your body fat, hydration ,muscle, bone

and weight, providing information for your reference. Base on the analysis of your height,weight and age etc., it tells your daily energy requirement, and helps

control your weight. Please read this instruction carefully before use.

USER-FRIENDLY TIPS

1. During Measuring

   A. The device is designed to allow auto step on. Please always ignore the first reading and only start taking effective record from the second time weighing.

   B. Always remove your shoes and socks , wipe clean your feet before using.

   C. Step on the weighing platform gently.

   D. It is advisable to take measurement at the same time of the day.

   E. Measured result could be misleading after intensive exercise, excessive dieting or under extreme dehydration condition.

   F. Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are measuring, please keep still.

   G. The measured data of the following people may have deviation:

   - Children under 10 or adult over 100 (can only use the device under normal weighing mode)
   - Adult over 70, children aged 17 and younger.
   - Body building athletes or other occupational athletes.

   H. People with the following conditions should not use the device

   - Pregnant women.
   - Those with symptom of edema .
   - Those on dialysis treatment
   - Those who use heart pacemaker or with other implanted medical device.

2. Safety Warning

   A. The Fat% Hydration% content evaluated by the Fat Monitor Scale is only for reference (not for medical purpose). If your Fat% Hydration% content is over/below normal level, please consult your doctor for more advice


   B. Keep away from strong electro-magnetic field when using the scale.

   C. It could be slippery if you weigh on a wet surface. Moreover, if the weighing platform surface is glazed, never step on the edge of the scale and do keep balance during your weighingdurante el pesaje

FEATURES/SPECIFICATIONS


1. Using high precision strain gauge sensor
2. Optional normal weighing mode : Auto step on weighing and consecutive add-on weighings
3. Built-in memory for 12 different users
4. Auto user recognition function
5. Multifunction: test body fat %, body hydration %, body muscle%, body bone%, BMI and suggest calorie intake requirement.
6. Low battery and overload indication
7. Body fat % range:4.0%~75.0%,measurement division:0.1%

TO REPLACE BATTERY AND CHARGE




1. 1.5V(AA/AAA)batteries(excluded)

   Open the battery cover.Install new batteries by putting one side of the battery down first and pressing down the other side.(Please observe the polarity)



2. CR2032 lithium batteries (included). Remove isolation sheet before use; Open battery cover and take out the used battery with the aid of a sharp object.Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side.(Please observe the polarity)

WEIGHT UNIT SETTING




Switch on the scale and press the UNIT button at the back of scale to convert weight unit. Remark:

The unit system of scale depends on scale destination or the requirement of distributor

KEY ILLUSTRATION

SET (ON/ SET):	Turn on the scale and prompt to next parameter. (Please refer to the Setting Personal Parameter overleaf)
▲	Advance the value by one interval each press. Continuous pressing will speed up the advance of value
▼	Decrease the value by one interval each press. Continuous pressing will speed up the decrease of value

LCD ICONS INDICATION




Fat%	Bone%	Muscle%t
Thin	Slim	Normal
Heavy	Overweight	

WARNING INDICATIONS

Lo	Low Battery Indication The battery power is running low, please replace with a new battery
Err	Over-load Indication The weighing subject on the platform exceeds the maximum capacity of scale. Please step off to avoid damage
ErrL	Low Fat% Indication The Fat% is too low. Please have more nutritional diets and take good care of yourself
Errh	High Fat% Indication The Fat% is too high. Please watch your diet and do more exercise
E	Re-test Error exists, please re-test to get the correct result

OPTIONAL NORMAL WEIGHING MODE

TAUTO STEP ON WEIGHING



Install battery (please refer to Page 2), and place the scale on flat floor


Display your weight

Digits flash, stabilized and locked

CONSECUTIVE ADD-ON WEIGHING

After digits stabilize, more additional loadings can be conducted. Ensure each add-on loading has to exceed 2kg to get a new reading.

Example: If you want to get a weighing value of your baby, you can weigh yourself first, and then hold your baby together, without stepping off the scale. Then you will get the total weight reading. Subtracting the previous reading of yourself from the new reading, you will get the difference as your baby's weighing value



Digits flash, stabilized and locked

Display total weight

FAT/HYDRATION/MUSCLE/BONE/
BASAL METABOLISM MEASURING MODE

SETTING PERSONAL PARAMETERS

1. At the first time when you install battery and switch on, all default parameters are set as follow


Memory	Gender	Height	Age
1	Female	165cm/ 5'05. 0"	25

2. Parameters can be set in the following range

Memory	Gender	Height	Age
1 ~ 12	male/female	100~250cm 3'03.5"~8'02.5"	10 ~ 100

3. Parameter setting

   Example: the 3rd user, female, 168cm, 28 years old, can set her parameters as follow




NOTE:

- During parameter setting, if idle for 6 seconds, the parameters already set will be memorized automatically and LCD shows "0", meaning body fat measuring will be started.
- If LCD prompt to show "0"during parameter setting, press SET(ON/SET) for 3 seconds to return setting mode, then you can set user code,gender, height and age

TO START MEASURING

(Make sure your feet are touching with metal electrodes on the scale platform, or body fat can not be measured.)

To ensure accuracy, please remove your shoes & socks before stepping on. Example: the 3rd user, female, 168cm, 28 years old can measure as follow:




AUTO USER RECOGNITION

When scale is power off or standby, please step on the scale to get a weighing value.


LCD will lock the reading in one second. If the scale can search similar weighing value

(value difference below ±2kg), LCD will flash weighing value once and show user code. The scale will automatically recognize current measuring user after flashing user mode once. Then scale will enter into measuring other data, like body fat, hydration, etc



1. Remark:
2. After searching users with similar weighing value and flashing the weighing value once, the scale can not enter into body fat measuring if users do not touch metal electrodes effectively. The scale will only show users' gender and current weighing value, till automatically shut down.
3. If the scale find two or more similar weighing value, it will choose the user with closest weighing value. If the scale find two same weighing values, it will choose the user code in front.

TO RECALL TEST RECORD



ABOUT FAT

1. About Fat%

   • Fat% is an index % of fat content in human body.

   • The fat content in human body is of a certain level, overabundance of fat will bring bad effects on metabolism, thereby, various illnesses may invade. Here goes an old saying, "Obesity is hotbed of illness".

2. Working Principles

   As electrical signal of certain frequency transmits through human body, the impedance of fat is stronger than that of muscle or other human tissues.

   Through the use of biological resistance analysis, this product will pass a safe frequency of low voltage electrical current through human body, thus, the Fat% will be reflected according to the resistance differences when the electrical signal transmitting through human body.

3. Fat/Hydration Content Fitness Assessment Chart

   After your weighing, you can use the following Assessment Chart for reference

Fat%						
Gender	Age	Thin	Slim	Normal	Heavy	Overweight
Male	10-17	< 6%	< 9%	< 26%	< 30%	≥30%
	18-39	< 6%	< 11%	< 22%	< 27%	≥27%
	40-59	< 7%	< 12%	< 23%	< 28%	≥28%
	≥60	< 9%	< 14%	< 25%	< 30%	≥30%
Female	10-17	< 10%	< 20%	< 37%	< 41%	≥41%
	18-39	< 11%	< 21%	< 35%	< 40%	≥40%
	40-59	< 12%	< 22%	< 36%	< 41%	≥41%
	≥60	< 14%	< 24%	< 37%	< 42%	≥42%

Gender	Hydration%		
	Low	Normal	High
Male	< 50%	50~65%	> 65%
Female	< 45%	45~60%	> 60%

   • The above Assessment Chart are for reference only. Measurements of body fat for children aged 17 and younger, or for adult aged 70 and older, are recommended only as a reference for observing and analyzing the trends

ABOUT BASAL METABOLISM

- Basal metabolism(BM) is the minimum energy required for all human body organs to sustain life. It's measured when person is awake and extremely quiet, and not affected by muscle activity, environmental temperature, food and mental stress ect.
- In the body tissue, muscle that accounts for about 40% of the body, effects BM mostly. In another word, a person's BM is determined by amount of the muscle. When weight is the same, people with less fat and more muscle has higher BM and consumes more energy. Therefore, muscle exercise is the best way to improve BM. Higher BM, easier to keep slim. Daily exercise helps to improve BM.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIÓN

1. The platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!
2. Keep standing still during the course of weighing.
3. DO NOT strike, shock or drop the scale.
4. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
5. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use chemical/abrasive cleaning agents.
6. Keep the scale in cool place with dry air.
7. Always keep your scale in horizontal position.
8. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low. Insert or replace new battery.
9. If there is error on display or can not turn off the scale for a long time, please take off the battery for about 3 seconds, then install it again . If you can not resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
10. Do not use it for commercial purpose.

ENVIRONMENT



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with all applicable regulations regarding safety, electromagnetic compatibility and restrictions on hazardous substances, in accordance with the following directives:

- Directive 2014/30/EC on Electromagnetic Compatibility
- Directive 2014/35/EC on electrical equipment intended for use within certain voltage limits
- Directive (EU) 2015/863 amending Annex II of Directive 2011/65/EU regarding the list of restricted substances
- Directive 2011/65/EU on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Directive 2006/42/EC Machinary Directive, and the CE mark

To obtain the specific declaration for this product, please request it from the establishment where you purchased the equipment.

GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this AMBIT product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

AMBIT

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.
C/ Rosalind Franklin, Nº30
28906 Getafe. Madrid
NIF: B10898260

REF: 23019040/EF611H

Lote/Lot/Batch: EXP-0352 Año/Any/Year: 2025